

必要な機能を選べる トイレ用据置き手すり たよレールrest を発売

据置き手すり『たよレール』シリーズを展開するマツ六株式会社（本社：大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号、代表取締役社長：松本 将）は、トイレ用手すり「たよレールrest」を2016年12月に発売しました。

当社は『手すりでのぼそ健康寿命』をテーマに、高齢者の方が健康で長生きしていただくための商品・情報の提供に注力しています。

トイレの利用頻度は高齢になると多くなりますが、筋力の衰えから行き来や便座の立ち座り動作が難しくなります。しかし、トイレにはできるだけ自分ひとりで行きたいと思うものです。おむつや尿器の使用を選択する前に、動作を補助する手すりの設置をおすすめしています。

たよレールrestは、ひとりひとり異なる身体状況や住宅事情にあわせて、必要な機能を選択していただける軽度者向けトイレ用据置き手すりとして開発されました。



たよレールrestの特長

1) パーツの組合せで、必要な機能だけを選べる。

利用者の身体状況や設置場所に応じて、手すりはね上げ機能の有無や高さ調整の有無、床固定の有無など必要な機能だけを選べます。8タイプのセット品のほか、パーツごとの購入も可能なため、レンタル業者における在庫の有効運用にもつながります。

2) 福祉用具貸与・住宅改修どちらにも対応。

専用の金具を使用すれば床面への固定が可能となり、住宅改修費の支給対象となります。（安全上の理由から床固定が必要となるタイプには、固定金具を標準付属品としています。）

3) サビに強い仕様。

本体は高耐食性鋼板にポリエステル粉体塗装を施し、一般的な鉄の表面処理よりサビに強い仕様としています。

4) 立ち上がりやすさを追求した手すり形状。

トイレからの立ち上がり動作を考え、手を添えれば自然と骨盤に角度が付いて重心を前に移動させやすいよう、手すり先端に傾斜をつけています。また同様に先端をφ35の円形とし、プッシュアップ時に指が引っかかりやすく、ぎゅっと握って体を押し上げやすい形状としました。

5) 狭いトイレでの設置作業にも配慮。

便座に座った状態で調整できるはさみ込み機構、前方から確認できる手すりの高さガイドなど、狭いトイレでの設置作業がスムーズに行えるよう配慮されています。



<本件に関するお問い合わせ先>
マツ六株式会社 商品企画部 担当：柴田
Tel:06-6774-2255 Fax:06-6774-2248

たよレール
rest

たよレールはマツ六の
プライベートブランドです。

<http://www.mazroc.co.jp/>