

～健やかな今を重ねる 健康寿命～
 プッシュアップしやすいカタチで、動作をサポートする
たよレールアップ を発売

据置式手すり『たよレール』シリーズを展開するマツ六株式会社（本社：大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号、代表取締役社長：松本 将）は、たよレール用オプション部材『たよレールアップ』を2017年12月に発売します。

たよレールは、介護保険の福祉用具貸与対象となる据置式・突っ張り式手すりシリーズです。2011年の発売以降、お客様からの声や市場調査をもとに多数のアイテムを追加発売しています。

このたび発売となる『たよレールアップ』は、使用者の「立つ・座る」「段差を昇降する」といった動作をより安全に行えるようサポートするオプション部材です。




たよレールアップの特長

①縦手すりから「はり出す」形でプッシュアップをサポート。

特に段差を降りる場合やベッド等からの立ち上がりの際には、手の平で体を押し上げるようなプッシュアップの動作が有効です。たよレールアップは、たよレールの縦手すり部分からはり出すような横手すりを設置することができ、この動作をサポートします。

②先端の幅65mmのボールで握りやすく。

先端が幅65mmの円形になっており、ここに手の平を当てて使用することで、より手や腕に力が入りやすく、プッシュアップの動作もしやすくなります。



たよレールhigh
との組合せ例

③たよレール・たよレールhighどちらにも設置可能。

据置式の「たよレール」・天井突っ張り式の「たよレールhigh」どちらにもご使用になれます。例えば、ベッドからの立ち上がりや寝返りの補助にはたよレールと組合わせて、上がりかまちの昇降サポートにはたよレールhighと組合わせてのご使用をおすすめします。



たよレール
との組合せ例

＜本件に関するお問い合わせ先＞
 マツ六株式会社 商品企画部 担当：柴田
 Tel:06-6774-2255 Fax:06-6774-2248

たよレール

たよレールはマツ六の
プライベートブランドです。

<http://www.mazroc.co.jp/>