


## お出かけして健康寿命をのばそう！屋外でも使えるレンタル用手すり たよレールSOTOE (ソトエ) をHCR2019で展示

据置き式手すり『たよレール』シリーズを展開するマツ六株式会社（本社：大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号、代表取締役社長：松本将）は、屋外でも使用可能な『たよレールSOTOE (ソトエ)』を2019年6月に発売しました。2019年9月25日(水)～27日(金) 東京ビッグサイトにて開催される国際福祉機器展(HCR2019)の当社ブース内で、同商品を展示します。

たよレールは、介護保険の福祉用具貸与対象となる据置き式・突っ張り式手すりシリーズです。2011年の発売以降、お客様からの声や市場調査をもとに多数のアイテムを追加発売してきました。

住宅改修で設置する屋外手すりは工事が大がかりになり、完成が利用者の退院に間に合わないケースがあります。また屋外手すりは高額になるため、近い将来に利用者の病状が進行して歩行が困難になると予想される場合には、設置をためらうといった声もかれます。

たよレールSOTOEはそのような背景を受けて、レンタルで気軽に設置・撤去ができ、屋外でも使える据置き式手すりとして企画・開発しました。



### たよレールSOTOEの特長


#### ①エンドの「コブ」が動作の変化をお知らせ。

手すり端部の「コブ」に手がかかることで自然に動作が止まり、安全に次の動作へ移ることが出来ます。コブのサイズは100人以上にモニタリングを行い、滑りにくく痛くない最適な高さで丸みに。




#### ②別売の「わたレールEK」で連続手すりにも。

45°までの角度調整も可能ですので、段差をまたいだ横手すりの設置も可能です。また、当社の住宅改修用屋外手すりシリーズ「BAUHAUS フリーレール」と連結させることもできます。



#### ③手すりの高さは4段階で調整可能。

750～900mmの間、50mmピッチで調整できます。段差付近の低い側に設置する場合は高めに設定すれば、降りる際に前かがみになりすぎず、安心して使用できます。



#### 【商品概要】

- 商品名：たよレールSOTOE (ソトエ)
- 希望小売価格：BZK-01(片手すり) 91,000円(税抜き)  
BZK-02(両手すり) 134,000円(税抜き)
- 材質：手すり/(被膜)半硬質樹脂、(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被膜、調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス
- 色：手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン

手すりは  
プレート中央  
でもOK



<本件に関するお問い合わせ先>  
マツ六株式会社 開発企画部 担当：柴田  
Tel:06-6774-2255 Fax:06-6774-2248



たよレールはマツ六の  
プライベートブランドです。

<https://www.mazroc.co.jp/>